

Opakowanie UniAirless MEDIUM round PCR 50 ml



Pojemność: 50 ml
Materiał: PP, PCR
Dawka: 1,5 ml

- Wysokość: 95 mm
- Średnica: 49 mm
- Waga pompki z nasadką: 27,1 g
- Waga pojemnika z tłoczkiem: 16,7 g
- Zawartość recyklatu: 50% PCR

Film pokazujący napełnianie:
Napelnianie_MEDIUM_ROUND.mp4

Instrukcja napełniania i zamykania:
UniAirless_MEDIUM_PI.pdf

Gallery



Biuro handlowe, zapytania

Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
+48 692 854 169
sales@unicom.com.pl

Obsługa klienta, zamówienia

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
+48 698 214 812
+48 538 385 778
orders@unicom.com.pl



Biuro handlowe, zapytania

Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
+48 692 854 169
sales@unicom.com.pl

Obsługa klienta, zamówienia

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
+48 698 214 812
+48 538 385 778
orders@unicom.com.pl